

Θέμα:

Στρατηγική Συνεργασία: Η Excellent Quality Assurance Solutions L.P. είναι πλέον αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Fortress Diagnostics στην U.K. Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία.

Αξιότιμοι,

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, [υποστηρίζοντας πλήρως κλινικά εργαστήρια που λειτουργούν υπό τα αυστηρά πρότυπα διαπίστευσης ISO 15189](#) ή/και πιστοποίησης ISO 9001.

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι από τον Ιούλιο του 2026, η εταιρεία μας Excellent Quality Assurance Solutions L.P. αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των κορυφαίων προϊόντων της Fortress Diagnostics UK στην Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία.

Η Σημασία των Third-Party Controls (Ανεξάρτητοι Ποιοτικοί Έλεγχοι)

Στο σύγχρονο εργαστηριακό περιβάλλον, η χρήση υλικών ελέγχου του ίδιου του κατασκευαστή του αναλυτή (in-kit controls) δεν επαρκεί για τη διασφάλιση της απόλυτης εγκυρότητας. Οι ανεξάρτητοι ποιοτικοί έλεγχοι τρίτων κατασκευαστών (Third-party controls):

- **Διασφαλίζουν** πλήρη αντικειμενικότητα και αμεροληψία.
- **Ανιχνεύουν** μικρές μετατοπίσεις (shifts) και τάσεις (trends) που τα in-kit controls συχνά αδυνατούν να εντοπίσουν.
- **Καλύπτουν** πλήρως τις απαιτήσεις των επιθεωρητών του ΕΣΥΔ για το ISO 15189.

SERAQUAL 365: Η Νέα Εποχή στον Εσωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο

Μέσω της Fortress Diagnostics, σας προσφέρουμε το καινοτόμο λογισμικό και τη σειρά προϊόντων SERAQUAL 365, τα οποία εξασφαλίζουν:

- **Real-time παρακολούθηση** των αποτελεσμάτων σας 365 ημέρες το χρόνο.
- **Άμεση σύγκριση** με peer groups παγκοσμίως για έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων.
- **Απλοποιημένη διαχείριση** δεδομένων, μειώνοντας τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού.
- **Οικονομία:** Τα κοντρόλ δεν σχετίζονται με lot αντιδραστηρίων, οπότε δεν χρειάζονται αλλαγή με την αγορά νέου αντιδραστηρίου. Διαθέτουν μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 3 χρόνια) και μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη μετά την ανασύσταση.
- **Μεγάλη γκάμα παραμέτρων:** Έως και 82 παράμετροι σε ένα μόνο φιαλίδιο, καλύπτοντας εξετάσεις Βιοχημικές, Ανοσολογικές, Ειδικών Πρωτεϊνών και Επιπέδων Φαρμάκων.

SEQAS: Ολοκληρωμένος Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος (EQA)

Παράλληλα, σας παρέχουμε πρόσβαση στο διεθνές πρόγραμμα **SEQAS (Seraqual External Quality Assessment Service)** της Fortress Diagnostics. Το πρόγραμμα επιτρέπει στα εργαστήρια να συγκρίνουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους σε διεργαστηριακό επίπεδο παγκοσμίως,

χρησιμοποιώντας δείγματα υψηλής συμβατότητας (Human-based) χωρίς πρόσθετα συντηρητικά.

Μέσω της online πλατφόρμας, το SEQAS προσφέρει άμεσες ειδοποιήσεις αποκλίσεων (Alarms) και αναλυτικές στατιστικές εκθέσεις (Exceptions & Statistics Reports).

Τα διαθέσιμα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου καλύπτουν τους εξής τομείς:

- **Κλινική Χημεία (Clinical Chemistry)**
- **Πήξη (Coagulation)**
- **Αιματολογία (Haematology)**
- **Ανοσολογία (Immunoassays)**
- **Καρδιακοί Δείκτες (Cardiac Markers)**
- **HbA1c**
- **Ειδικές Πρωτεΐνες (Specific Proteins) κλπ**

Προνομιακή Εμπορική Πολιτική & Εκπτώσεις

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εργαστηρίων για κορυφαία ποιότητα με ελεγχόμενο κόστος, προσφέρουμε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές σε όλο τον κατάλογο προϊόντων μας.

Ειδικότερα, για τα εργαστήρια που επιλέγουν να συμμετέχουν τόσο στον **Εσωτερικό (SERAQUAL)** όσο και στον **Εξωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο (SEQAS)** της εταιρείας Fortress Diagnostics που παρέχουμε, έχουμε διαμορφώσει μεγάλες συνδυαστικές εκπτώσεις **έως και 50%**, καθώς και προνομιακά πακέτα προσφορών.

Θα ήταν τιμή μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τις λύσεις μας και να σχεδιάσουμε ένα πλάνο ποιοτικού ελέγχου προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.

Με εκτίμηση,

Excellent Quality Assurance Solutions E.E.

Email: office@eqas.gr & myeqas@gmail.com

Web: www.eqas.gr